


DURAN® HPLC-FLASCHE
mit DIN Gewinde, GL 45

DURAN® HPLC BOTTLE
with DIN thread, GL 45



Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebanntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. Komplettsystem bestehend aus: DURAN® pressure plus Laborflasche mit 4-Port-Schraubverschluss (PP¹); vier Schraubverschlüsse (schwarz, Gewinde M8) und Silikondichtungen. Anschluss verschiedener Schlauchdurchmesser (1,6 mm und 3,2 mm) und eines sterilen Druckausgleichsets (Membranfilter 0,2 µm) möglich. Nicht verwendete Ports sind mit Silikondichtungen verschließbar.

Beispielhafte Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert).

With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable ceramic. Complete system comprising: DURAN® pressure plus laboratory bottle with 4-port screw cap (PP¹); four screw connections (black, M8 thread) and silicone seals. Connection of different hose diameters (1.6 mm and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalisation sets (syringe filter 0.2 µm) is possible. Unused ports can be sealed with silicone blanking seals.

Typical applications: safe transfer of liquid media within a closed and sterile system (evaporation is reduced).

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN Thread GL	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
I I 298 21 ³	500	45	86	176 ²	2
I I 298 20 ³	1 000	45	101	225 ²	2
Zubehör Accessories					
I I 298 12	Schraubverschluss HPLC, GL 45, 4 Ports, komplett ⁵ Screw cap HPLC, GL 45, 4 ports, complete ⁵				2
I I 298 13	Ersatzset ⁴ für HPLC-Schraubverschluss Spare part set ⁴ for HPLC screw cap				1
I I 378 01	Druckausgleichset für 4-Port-Verschluss (0,2 µm inkl. Membranfilter) Pressure compensation set 4-port cap (0.2 µm incl. Membrane filter)				1
I I 298 19	Ersatz-Membranfilter für Druckausgleichset, 0,2 µm Spare membrane filter for pressure compensation set, 0.2 µm				2

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.
² Nur Flasche.
³ Ersatzflasche siehe Seite 27.
⁴ Inklusive Silikondichtungen.
⁵ GL 45 Schraubverschluss, 4 x M8 Schraubverschluss, 12 x Silikondichtung.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.
² Bottle only.
³ Replacement bottle, see page 27.
⁴ Including silicone seals.
⁵ GL 45 screw cap, 4 x M8 screw cap, 12 x silicone seal.