

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	NS	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 799 04 <sup>2</sup>	85	8	24/29	1

<sup>1</sup> Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.


<sup>2</sup> Mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdreh-sicherung aus PP.

<sup>1</sup> For chemical and thermal resistance, see page 222.

<sup>2</sup> With self-sealing valve stopcock and PP tightening torque limiter.

**DURAN® HAHN MIT  
PTFE<sup>1</sup>-SPINDEL**  
für Tubusdeckel, für Typ NOVUS (NS 24/29)

**DURAN® STOPCOCK WITH  
PTFE<sup>1</sup> SPINDLE**  
for desiccator lid outlets, type NOVUS (NS 24/29)



Passender Schraubverschluss und Dichtung siehe Seite 92.

Matching screw cap and seal, see page 92.

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 797 03 <sup>2</sup>	160	8	1

<sup>1</sup> Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

<sup>2</sup> Mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdreh-sicherung aus PP.

<sup>1</sup> For chemical and thermal resistance, see page 222.

<sup>2</sup> With self-sealing valve stopcock and PP tightening torque limiter.

**DURAN® HAHN  
MIT PTFE<sup>1</sup>-SPINDEL**  
für Gewindeanschlüsse, für Typ  
MOBILEX (GL 32)

**DURAN® STOPCOCK WITH  
PTFE<sup>1</sup> SPINDLE**  
for threaded outlets, type MOBILEX (GL 32)

