



DURAN® ERLLENMEYERKOLBEN
weithalsig

DURAN® ERLLENMEYER FLASK
wide neck



Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebanntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Aufgrund der Wandstärkenverteilung außerdem zur Verwendung als Kochglas geeignet. Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen.

With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Due to conical form, suited to the mixing of liquids. Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. The wide neck enables easy filling and cleaning.

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 226 14 ¹	25 ²	43	31	70	10
21 226 17	50	51	34	85	10
21 226 24	100	64	34	105	10
21 226 32 ¹	200	79	50	131	10
21 226 36	250	85	50	140	10
21 226 39 ¹	300	87	50	156	10
21 226 44	500	105	50	175	10
21 226 54	1 000	131	50	220	10
21 226 63 ¹	2 000	153	72	276	10

¹ Nicht nach DIN EN ISO.

² Ohne Retrace Code.

¹ Non-DIN EN ISO size.

² Without Retrace Code.

DURAN® SUPER DUTY ERLLENMEYERKOLBEN
weithalsig

DURAN® SUPER DUTY ERLLENMEYER FLASK
wide neck

Bessere mechanische Stabilität, durch erhöhten Glaseinsatz. Verstärkter Rand erhöht Stoßfestigkeit und reduziert Bruchgefahr:

Better mechanical stability due to increased glass content. Reinforced rim increases shock resistance and reduces risk of breakage.

Beispielhafte Anwendung: Arbeiten unter mechanischer Beanspruchung.

Typical applications: Working under mechanical load.

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 227 24 02	100	64	34	105	10
21 227 36 04	250	85	50	140	10
21 227 44 03	500	105	50	175	10
21 227 54 08	1 000	131	50	220	10

Hinweis

Es wird gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Erlenmeyerkolben verwendet werden.

Note

Uniform and slow heating is recommended. The standard DURAN® Erlenmeyer flasks should be used when working at very high temperatures or if rapid temperature changes are expected.

**NEU
NEW**

