


Ideal zur Reinigung von Glaskeramikplatten. *Ideal for cleaning glass ceramic plates.*

Best.-Nr. Cat. No.	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 079 01	10

REINIGUNGSSCHABER
für Glaskeramik Laborschutzplatte


CLEANING SCRAPER
for glass ceramic laboratory protection plate



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Ohne Tülle und Docht <i>Without socket and wick</i>				
23 400 24	100	75	103	10
Komplett mit Tülle und Docht <i>Complete with socket and wick</i>				
23 400 24 5	100	75	103	10
Zubehör für Spiritusbrenner: <i>Accessories for spirit lamp:</i>				
Dochte für Spiritusbrenner <i>Wicks for spirit lamps</i>				
29 402 00				50
Tüllen für Spiritusbrenner (aus Aluminium) <i>Sockets for spirit lamps (of aluminium)</i>				
29 403 00				50

SPIRITUSBRENNER
AUS KALK-SODA-GLAS
ohne Einfüllstutzen, mit aufgeschliffener Kappe


SPIRIT LAMP
FROM SODA-LIME GLASS
without filling tubulature, with ground over-cap



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 301 32 ¹	15	50	25	10
21 301 34 ¹	45	60	30	10
21 301 38 ²	60	70	35	10
21 301 41 ²	90	80	45	10
21 301 44	170	95	55	10
21 301 49	320	115	65	10
21 301 54	600	140	80	10
21 301 59	1 500	190	100	10
21 301 63	2 500	230	130	10

DURAN® ABDAMPFSCHALE
mit Ausguss

DURAN® EVAPORATING DISHES
with spout



¹ Ohne Aufdruck.
² Ohne Schriftfeld.

¹ Without print.
² Without labelling field.

