

Aufgrund der massiven Wandstärke sind die Geräte vakuumfest. Passende Gummidichtungen siehe Seite 147.

Heavy walled for vacuum use. For suitable rubber gaskets, see page 147.

Beispielhafte Anwendungen: Absaugen Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration.

Typical application: separations by vacuum filtration.


| Best.-Nr. Cat. No. | Inhalt Capacity ml | d mm | d ₁ AD OD mm | h mm | Olive Hose connection d mm | Verpackungs- einheit/Stück Pack/Quantity |
|------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 21 191 68 ¹ | 3 000 | 170 | 58 | 295 | 11 | 1 |
| 21 191 73 ¹ | 5 000 | 185 | 68 | 360 | 11 | 1 |
| 21 191 86 ¹ | 10 000 | 240 | 70 | 420 | 11 | 1 |
| 21 191 88 ¹ | 15 000 | 255 | 70 | 500 | 11 | 1 |
| 21 191 91 ¹ | 20 000 | 290 | 70 | 535 | 11 | 1 |

¹ Nicht nach Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

¹ Does not conform to the "equipment and product safety regulations".

DURAN® SAUGFLASCHE MIT GLAS-OLIVE Flaschenform

DURAN® FILTERING FLASK WITH GLASS HOSE CONNECTION bottle shape



Aufgrund der massiven Wandstärke sind die Geräte vakuumfest. Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Die Kunststofffolien können ausgetauscht werden. Passende Gummidichtungen siehe Seite 147.

Heavy walled for vacuum use. These filtering flasks fulfil the regulations of the "equipment and product safety regulations". The plastic hose connection is replaceable. For suitable rubber seals, see page 147.

Beispielhafte Anwendungen: Absaugen Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration.

Typical application: Separations by vacuum filtration.

| Best.-Nr. Cat. No. | Inhalt Capacity ml | d mm | d ₁ mm | h mm | Olive Hose connection d mm | Verpackungs- einheit/Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------------------|--|
| 21 204 24 5 | 100 | 64 | 24 | 105 | 9 | 10 |
| 21 204 36 5 | 250 | 85 | 34 | 155 | 9 | 10 |
| 21 204 44 5 | 500 | 105 | 34 | 185 | 9 | 10 |
| 21 204 54 5 | 1 000 | 135 | 45 | 230 | 9 | 10 |
| 21 204 63 5 | 2 000 | 166 | 60 | 255 | 9 | 1 |

DURAN® SAUGFLASCHE MIT KECK™ MONTAGE-SET Erlenmeyerform

DURAN® FILTERING FLASK WITH KECK™ ASSEMBLY SET Erlenmeyer shape

