


**DURAN® SAUGFLASCHE MIT SEITENTUBUS**  
**Flaschenform**

**DURAN® FILTERING FLASK WITH SIDE-ARM SOCKET**  
**bottle shape**



Aufgrund der massiven Wandstärke sind die Geräte vakuumfest. Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Passende Gummidichtungen siehe Seite 147.

*Heavy walled for vacuum use. These filtering flasks fulfil the regulations of the "equipment and product safety regulations". For suitable rubber gaskets, see page 147.*

*Typical application: separations by vacuum filtration.*

Beispielhafte Anwendungen: Absaugen von Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration.

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d <sub>1</sub> AD OD mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 193 68	3 000	170	58	295	1
21 193 73	5 000	185	68	360	1
21 193 86	10 000	240	70	420	1
21 193 88	15 000	255	70	500	1
21 193 91	20 000	290	70	535	1

**Hinweis:** Diese Saugflaschen haben einen geschliffenen Tubus 17,5/26 für Vakuumschläuche von 15 bis 18 mm AD (z. B. 6 x 5 mm oder 8 x 5 mm, DIN 12 865).


**Note:** These filtering flasks have a ground socket 17.5/26 for vacuum tube of 15 to 18 mm OD (e.g. 6 x 5 mm or 8 x 5 mm, DIN 12 865).

Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert.

*Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents.*

**DURAN® SAUGFLASCHE MIT GLAS-OLIVE**  
**Erlenmeyerform**

**DURAN® FILTERING FLASK WITH GLASS HOSE CONNECTION**  
**Erlenmeyer shape**



Aufgrund der massiven Wandstärke sind die Geräte vakuumfest. Passende Gummidichtungen siehe Seite 147.

*Due to the heavy wall thickness the apparatus is vacuum-tight. For suitable rubber gaskets, see page 147.*

Beispielhafte Anwendungen: Absaugen Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration.

*Typical application: separations by vacuum filtration.*

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d <sub>1</sub> mm	h mm	Olive Hose connection d mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 201 24 <sup>1)</sup>	100	64	24	105	11	10
21 201 36 <sup>1)</sup>	250	85	34	155	11	10
21 201 44 <sup>1)</sup>	500	105	34	185	11	10
21 201 54 <sup>1)</sup>	1 000	135	45	230	11	10
21 201 63 <sup>1)</sup>	2 000	166	60	255	11	1

<sup>1)</sup> Nicht nach Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

<sup>1)</sup> Does not conform to the "equipment and product safety regulations".