


SILIKON-DICHTUNG PTFE¹-beschichtet (VMQ¹)

SILICONE SEAL
PTFE¹ coated (VMQ¹)



A	Tmax.
121 °C	200 °C

Passende Größen für Schraubverschluss aus PBT¹ Originalitätsverschluss² erhältlich. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Aufgrund der PTFE¹-Beschichtung gute chemische Resistenz. Das Silikon ist peroxidisch vernetzt.

Suitable for PBT¹ screw caps tamper-evident screw caps². Heat resistance: 130 °C (vapour) and 200 °C (dry heat). Good chemical resistance due to PTFE¹ coating. Silicon is peroxidically cured.

Best.-Nr. Cat. No.	für Schraubverschlüsse, rot for screw-caps, red GL	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 248 08	14	10
29 248 11	18	10
29 248 13	25	10
29 248 19	32	10
29 248 28	45	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.


² Verschlüsse siehe Seiten 33–35.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

² For caps, see pages 33–35.

SCHRAUBVERBINDUNGS- VERSCHLUSS aus PBT¹, rot

SCREW CAP WITH APERTURE
from PBT¹, red



A	Tmax.
121 °C	180 °C

Passend für Silikondichtung zum Durchstechen (Septa). Chemisch beständiger als PP-Verschluss.

Suitable for silicone seal for piercing (Septa). More chemically resistant than PP¹ cap.

Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.

Typical applications: Injection or removal of media.

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	Bohrung Aperture bore d mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 227 05	14	9,5	10
29 227 06	18	11	10
29 227 09	25	15	10
29 227 08	32	20	10
29 227 10	45	34	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT¹. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze).

Suitable for PBT¹ screw cap with aperture.
Heat resistance: 130 °C (vapour) and 200 °C (dry heat).

Beispielhafte Anwendung: Fixieren von Röhren.

Typical application: fixing of tubes.



Best.-Nr. Cat. No.	für DIN-Gewinde for DIN thread GL	Größe Size d x d ₁ mm	für Rohr for tube Ø mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 234 06	14	12 x 6	5,5 - 6,5	10
29 235 06	18	16 x 6	5,5 - 6,5	10
29 235 08	18	16 x 8	7,5 - 9,0	10
29 235 10	18	16 x 10	9,0 - 11,0	10
29 237 08	25	22 x 8	7,5 - 9,0	10
29 237 10	25	22 x 10	9,0 - 11,0	10
29 237 12	25	22 x 12	11,0 - 13,0	10
29 236 10	32	29 x 10	9,0 - 11,0	10
29 236 12	32	29 x 12	11,0 - 13,0	10
29 236 14	32	29 x 14	13,0 - 15,0	10
29 236 16	32	29 x 16	15,0 - 17,0	10
29 236 18	32	29 x 18	17,0 - 19,0	10
29 238 26	45	42 x 26	25,0 - 27,0	10
29 238 32	45	42 x 32	31,0 - 33,0	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

SILIKON-DICHTUNG (VMQ¹) mit aufvulkanisierter PTFE¹-Stulpe

*SILICONE SEALING RING (VMQ¹)
with bonded PTFE¹ face*



A
121 °C

Tmax.
180 °C

Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT¹. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt.

Suitable for PBT¹ screw cap with aperture
Heat resistance: 130 °C (vapour) and 200 °C (dry heat). Silicon is peroxidically cured.

Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.

Typical applications: injection or removal of media.


Best.-Nr. Cat. No.	für DIN-Gewinde for DIN thread GL	d mm	Dicke Thickness mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 246 05	14	12	2	100
29 246 06	18	16	2	100
29 246 09	25	22	2	100
29 246 08	32	29	2	100
29 246 10	45	42	3	100

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

SILIKON-DICHTUNG (VMQ¹) zum Durchstechen (Septa)


*SILICONE SEAL (SEPTA)
VMQ¹, for piercing*



A
121 °C

KUNSTSTOFF-OLIVE
gerade, aus PP¹

PLASTIC HOSE CONNECTION
straight, from PP¹



A
121 °C

Tmax.
140 °C

Mit Silikon-Dichtung (VMQ¹). Passend für Schraubverbindungsverschluss GL 14 (Best.-Nr. 29 227 05).

With silicone seal (VMQ¹). Suitable for GL 14 screw cap (Cat. No. 29 227 05).


Best.-Nr. Cat. No.	d mm	d ₁ mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 255 06	8,6	5	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

KUNSTSTOFF-OLIVE
gebogen, aus PP¹

PLASTIC HOSE CONNECTION
bent, from PP¹



A
121 °C

Tmax.
140 °C

Mit Silikon-Dichtung (VMQ¹). Passend für Schraubverbindungsverschluss GL 14 (Best.-Nr. 29 227 05).

With silicone seal (VMQ¹). Suitable for GL 14 screw cap (Cat. No. 29 227 05).

Best.-Nr. Cat. No.	d mm	d ₁ mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 247 05	8,6	4	10


¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

ERSATZDICHTUNG
REPLACEMENT SEAL

Für Kunststoff-Olive (Best.-Nr. 29 255 06 und 29 247 05). Aus Silikon (VMQ¹).

For plastic hose connections (Cat. No. 29 255 and 29 247 05). From silicone (VMQ¹).



A
121 °C

Tmax.
140 °C

Best.-Nr. Cat. No.	Material Material	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 220 09	Silikon (VMQ) ¹ Silicone (VMQ) ¹	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.