

Passender Verschluss siehe Seiten 44–45.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3.

Matching cap, see pages 44–45.
A maximum usage temperature of +100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3.


SCHRAUBFLASCHE, VIERKANT,
AUS KALK-SODA-GLAS
enghalsig mit Gewinde

SCREW CAP BOTTLE, SQUARE,
FROM SODA-LIME GLASS
narrow neck with thread

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Gewinde Thread	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Klarglas, ohne Ausgießring und Staubschutzverschluss Clear glass, without pouring ring and dust cover cap					
23 810 24 5	100	32 ¹	49	119	10
23 810 36 5	250	32 ¹	64	155	10
23 810 44 5	500	32 ¹	77	186	10
23 810 54 5	1 000	45 ¹	97	223	10
Braunglas, mit Ausgießring und Staubschutzverschluss ¹ Amber glass, with pouring ring and dust cover cap ¹					
23 816 24 5	100	32 ¹	49	119	10
23 816 36 5	250	32 ¹	64	155	10
23 816 44 5	500	32 ¹	77	186	10
23 816 54 5	1 000	45 ¹	97	223	10

¹ Hohe Form.

¹ High form.



Ohne Ausgießring und Staubschutzverschluss¹. Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3.

Without pouring ring and dust cover cap¹.
A maximum usage temperature of +100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3.

SCHRAUBFLASCHE, VIERKANT
AUS KALK-SODA-GLAS
weithalsig mit Gewinde

SCREW CAP BOTTLE, SQUARE
FROM SODA-LIME GLASS
wide neck with thread


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Gewinde Thread	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Klarglas Clear glass					
23 820 17	50	32 ²	48	70	10
23 820 24	100	32 ²	49	111	10
23 820 36	250	45 ²	64	146	10
23 820 44	500	54 ²	76	173	10
23 820 54	1 000	60 ²	97	213	10
Braunglas Amber glass					
23 826 24	100	32 ²	49	111	10
23 826 36	250	45 ²	64	146	10
23 826 44	500	54 ²	76	173	10
23 826 54	1 000	54 ²	97	213	10

¹ Passender Verschluss siehe Seiten 44–45.

¹ Matching cap, see pages 44–45.


² Kurze Form.

² Short form.



SCHRAUBFLASCHE, RUND, BRAUN
AUS KALK-SODA-GLAS
mit Gewinde

SCREW CAP BOTTLE, ROUND, AMBER
FROM SODA-LIME GLASS
with thread



Komplett mit Ausgießring und Staub-
 schutzverschluss. Eine maximale Ge-
 brauchstemperatur von +100 °C wird
 empfohlen. Temperaturwechselbeständig-
 keit 30 K. Hydrolytische Klasse 3.

Complete with pouring ring and dust cover
 cap. A maximum usage temperature of
 +100 °C is recommended. Thermal shock
 resistance 30 K. Hydrolytic class 3.


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Gewinde Thread	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Braunglas Amber glass					
23 835 66 5	2 500	45 ¹	139	283	1

¹ Hohe Form.

¹ High form.

ORIGINALITÄTSVERSCHLUSS
 aus PP¹, Blau, für Kalk-Soda Vierkant-
 Schraubflasche, enghalsig

TAMPER-EVIDENT SCREW CAP
 from PP¹, blue, for soda-lime square screw
 cap bottle, narrow neck



Best.-Nr. Cat. No.	Gewinde Thread	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Originalitätsverschluss Tamper evident screw cap				
29 301 19	32 ²	45	32	10
29 301 28	45 ²	60	35	10
Ausgießring Pouring ring				
29 251 19	32 ²	45	32	10
29 251 28	45 ²	60	35	10

¹ Chemische und thermische Eigenschaften siehe
 Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.

² Hohe Form.

² High form.

A
121 °C

Tmax.
140 °C