

Die bruchssichere DURAN Edelstahlflasche ist überall dort das Verpackungsmaterial der Wahl, wo andere Verpackungsmaterialien an ihre Grenzen stoßen. Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert. Die Flasche hat eine glatte innere Oberfläche, entspricht IIIc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten für einfache Reinigung. Die langlebige Außenverkleidung ist poliert und gebürstetes Edelstahl. Die Flasche hat ein GL 45 Gewinde mit Ausgießkante. Lieferung ohne Verschluss, ein Edelstahlverschluss ist optional erhältlich. Kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen (siehe Seiten 33 ff).


Beispielhafte Anwendungen: Lagerung von Flüssigkeiten, Zwischenprodukten und festen Stoffen. Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten. Lagerung von lichtempfindlichen Materialien.

The unbreakable DURAN Group steel bottle is ideal for storage applications where glass is not applicable, due to the risk of breakage or chemical incompatibility. Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. The bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip. Supplied without a cap, stainless steel cap is available. It is fully compatible with all the GL 45 caps (see page 33 ff).

Typical applications: Hazardous materials laboratory container for storage of liquids, intermediates, or solid product. Storage of precious materials, such as high purity fine chemicals, pharmaceutical or cosmetic products. Storage of light sensitive materials.

DURAN GROUP EDELSTAHL- FLASCHE mit DIN Gewinde GL 45

DURAN GROUP STAINLESS STEEL LABORATORY BOTTLE with DIN thread, GL 45



**NEU
NEW**




Best.-Nr. Cat. No.		Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN Thread GL	d mm	h mm	Verpackungs- einheit/ Stück Pack/Quantity
29 901 60 0	DURAN Group GL 45 Edelstahlflaschen DURAN Group GL 45 Stainless Steel Laboratory Bottle	1 500	45	120	201	1
29 911 28	DG Edelstahlverschluss (316L), mit platinver- netzter Silikondichtung und PTFE Beschichtung, GL 45 Stainless steel (316L) cap, with PTFE surfaced Platinum-catalyzed silicon liner, GL 45		45	50	27	1

DURAN GROUP (TRANSPORT-)
EDELSTAHLFLASCHE
mit DIN Gewinde GL 45, UN zertifiziert

DURAN GROUP STAINLESS STEEL
SHIPPING BOTTLE
with DIN thread GL 45, UN certified

NEU
NEW



Die bruch sichere DURAN Group Edelstahlflasche eignet sich besonders für die Lagerung und den sicheren Transport von gefährlichen Stoffen wie Lösungsmittel und Reagenzien. Aufgrund der UN-Zulassung¹ werden keine zusätzlichen Umverpackungen benötigt. Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert. Die Flasche hat eine glatte innere Oberfläche, entspricht Illc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten für einfache Reinigung. Die langlebige Außenverkleidung ist poliert und gebürstetes Edelstahl. Die Flasche hat ein GL 45 Gewinde mit Ausgießkante. Lieferung komplett mit GL 45 Edelstahlverschluss, PTFE platinvernetzter Silikon-dichtung und UN-Zulassung-Nummer.

Beispielhafte Anwendungen: Transport von (un-)gefährlichen Flüssigkeiten. Transport und Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten. Lagerung von lichtempfindlichen Materialien.

The unbreakable DURAN Group steel bottle is ideal for the storage and safe shipping of dangerous liquid goods such as solvents, and reagents, without the need for additional protective outer packaging¹. Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to Illc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. The bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip. Supplied complete with GL 45 Stainless Steel screw cap and PTFE surfaced Platinum-catalyzed silicon liner, and UN certification number.

Typical applications: Container for the shipping of hazardous or non-hazardous liquids. Storage or shipping of precious liquids, such as high purity fine chemicals, pharmaceutical or cosmetic products. Storage of light sensitive liquids.

Best.-Nr. Cat. No.		Inhalt Capacity ml	Verpackungs- einheit/ Stück Pack/Quantity
29 901 60 5	DURAN Group GL 45 (Transport-) Edelstahlflasche, UN zertifiziert ¹ , komplett DURAN Stainless Steel GL 45 Shipping Bottle, UN certified ¹ , complete	1 500	1

¹ Zertifiziert nach UN-Standards für die Beförderung von Flüssigkeiten, die als gefährliche Güter in UN-Verpackungsgruppe II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) eingestuft sind. Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger. Internationale Regelungen sind freibleibend, es ist Aufgabe des Anwenders, für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu sorgen.

¹ Certified to UN standards for the carriage of liquids classified as dangerous goods in UN packing Groups II (medium danger) and III (low danger). It is suitable for liquids with a relative density of 2.0 or less. International regulations are subject to change, it is the user's responsibility for complying with all applicable laws and regulations.