


**DURAN® ÜBERGANGSSTÜCK**  
mit NS

*DURAN® ADAPTER*  
with standard ground joint



DIN  
12257


Best.-Nr. Cat. No.	Hülse Socket size NS	Kern Cone size NS	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 114 22	14/23	19/26	1
24 114 23 <sup>1</sup>	14/23	24/29	1
24 114 24	14/23	29/32	1
24 114 26	19/26	14/23	1
24 114 28 <sup>1</sup>	19/26	24/29	1
24 114 29	19/26	29/32	1
24 114 32 <sup>1</sup>	24/29	14/23	1
24 114 33 <sup>1</sup>	24/29	19/26	1
24 114 36 <sup>1</sup>	24/29	29/32	1
24 114 42	29/32	14/23	1
24 114 43	29/32	19/26	1
24 114 44 <sup>1</sup>	29/32	24/29	1

<sup>1</sup> Nicht nach DIN.

<sup>1</sup> Non-DIN size.

**KECK™ KLEMME**  
für Kegelschliffe, aus POM<sup>1</sup>

*KECK™ CLIP*  
for conical, joints, from POM<sup>1</sup>



Tmax.  
90 °C

Zur Sicherung von Glas-Schliff-Verbindungen. To secure glass-to-glass joints.

Best.-Nr. Cat. No.	Größe Size NS	Farbe Colour	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
10 911 43	10	grün   green	10
10 911 44	12	violett   violet	10
10 909 78	14	gelb   yellow	10
10 909 79	19	blau   blue	10
10 911 40	24	grün   green	10
10 911 42	29	rot   red	10
10 911 48	34	orange   orange	10
10 911 49	40	gelb   yellow	10
10 911 51	45	braun   brown	10

<sup>1</sup> Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

<sup>1</sup> For chemical and thermal resistance, see page 222.