


מקלות דגימה לזריעת חיידקים QUADLOOP

מקל דריגלסקי


למריחה, פיזור וניגוב T-Shape מגב



למריחה, פיזור וניגוב של מצע גידול וחיידקים על גבי משטחי (T-Shape מגב) דריגלסקי עבודה, פלטות וצלחות פטרי

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-004-01-001	מקל דריגלסקי ירוק מעוקר	1	80
815-004-05-001	מקל דריגלסקי ירוק מעוקר	5	200

מקל זריעת חיידקים כדור-טבעת קטנה, ירוק



מקל זריעה עם קצה כדורי וקצה של טבעת 1 מיקרוליטר.
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס.
המקלות עוברים עיקור בגאמא

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-001-01-001	1ul טבעת+כדור ירוק מעוקר	1	500
815-001-20-001	1ul טבעת+כדור ירוק מעוקר	20	1000


מקל זריעה חיידקים טבעת גדולה - טבעת קטנה, כחול



מקל זריעה שבשתי קצותיו טבעת: קצה אחד עם טבעת 1 מיקרוליטר, קצה שני עם טבעת 10 מיקרוליטר.
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס.
המקלות עוברים עיקור בגאמא

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-002-01-001	1 טבעת+טבעת 10 μL כחול מעוקר	1	500
815-002-20-001	1 טבעת+טבעת 10 μL כחול מעוקר	20	1000


מקל זריעה חיידקים מחט-טבעת קטנה, ירוק



מקל זריעה עם קצה מחט בצד אחד וטבעת קטנה - 1 מיקרוליטר, בצד שני.
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס.
המקלות עוברים עיקור בגאמא.

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-003-01-001	1 טבעת+מחט ירוק מעוקר	1	500
815-003-20-001	1 טבעת+מחט ירוק מעוקר	20	1000

מקל זריעה חיידקים כדור- מחט, כתום



מקל זריעה עם קצה מחט בצד אחד וכדור בצד שני: **תיאור**
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס
המקלות עוברים עיקור בגאמא

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-011-01-001	כדור ומחט כתום מעוקר	1	500
815-011-20-001	כדור ומחט כתום מעוקר	20	1000

מקל זריעה חיידקים מחט - טבעת גדולה, צהוב



מקל זריעה עם קצה מחט בצד אחד וטבעת גדולה - 10 מיקרוליטר, בצד שני: **תיאור**
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס
המקלות עוברים עיקור בגאמא

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-012-01-001	מקל דגימה 10ul טבעת + מחט צהוב מעוקר	1	500
815-012-20-001	מקל דגימה 10ul טבעת + מחט צהוב מעוקר	20	1000

מקל זריעה חיידקים כדור- טבעת גדולה, כחול



מקל זריעה עם קצה כדור בצד אחד וטבעת גדולה - 10 מיקרוליטר, בצד שני.
ניתן לקבל באריזות של 20 מקלות בכיס או באריזות של מקל אחד בכיס.
המקלות עוברים עיקור בגאמא.

מקט	תאור	יחידות בכיס	יחידות בקרטון
815-010-01-001	מקל דגימה L10 טבעת + כדור כחול מעוקר	1	500
815-010-20-001	מקל דגימה L10 טבעת + כדור כחול מעוקר	20	1000