


SF132



מאזניים מדויקים מתוצרת e-ACCURA.
משטח שקילה מנירוסטה במידות 110X80 מ"מ.
תצוגת LCD גדולה ומוארת
לחצני איפוס וטרה אוטומטיים.
אפשרות לספירת פריטים, שקילה בליברות ועוד...
כולל מגן רוח מפלסטיק.
הפעלה ע"י סוללה נטענת.

כושר שקילה:

1500 גרם בחלוקות של 0.05 גרם

3000 גרם בחלוקות של 0.1 גרם